

MedicAir

DRUCKLUFT FÜR DEN GEBRAUCH IM MEDIZINISCHEN BEREICH
L'AIR COMPRIME A USAGE MEDICAL



Geräuscharm
Faible niveau sonore



ölfrei
Autolubrifiés



Interne korrosionshemmende
Schutzbeschichtung
Protection interne
anti-oxydation



Jahre Garantie*
3 ans de garantie*



Druckluft für bis
zu 8 Stuhleinheiten
Pour alimenter
jusqu'à 8 fauteuils

Die Produktpalette

Die spezifisch für den medizinischen Bereich entwickelten MedicAir-Verdichter basieren auf mehr als einem halben Jahrhundert Forschungserfahrung.

Die MedicAir-Verdichter wurden von Fini vor mehr als 15 Jahren für die Lieferung der notwendigen Druckluft für die Geräte in den Zahnarztpraxen und Dentallabors konzipiert und berücksichtigen in ihrer Entwicklung und Ausführung besonders die Gesundheit der Patienten sowie die Schonung der angeschlossenen Geräte.

Die Produktpalette Fini MedicAir ist in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar: Med und Dr Sonic.

- **Serie Med:** ohne Schalldämpfung und ohne Trockner sind diese Verdichter für den Einstieg gedacht, wobei das spezifische Trockner-Kit oder die entsprechende Schalldämmhaube aus lackiertem Metall, nachgerüstet werden können. Die Verdichter sind äußerst kompakt ausgeführt (weniger als 0,6 m² Bodenfläche werden benötigt).
- **Serie Dr Sonic:** super schallgedämpfte Ausführung, die bereits mit allem Zubehör ausgestattet ist (Schalldämmhaube mit internem Kühlsystem und Trockner). Der Einsatz dieser Modelle ist besonders dort geeignet, wo die Aufstellung des Verdichters in der Nähe des Arbeitsbereiches vorgesehen und daher die Reduzierung des Geräuschpegels auf ein Minimum unbedingt notwendig ist. Beide Ausführungen sind standardmäßig mit dem System "secure starting" ausgerüstet, das es dem Verdichter ermöglicht, auch bei Stromunterbrechung ohne Schwierigkeiten wieder anzulaufen.

Die von einem MedicAir-Verdichter erzeugte Druckluft ist:

- frei von Ölresten dank Trockenverdichtung ohne Schmiermittel.
- frei von Verunreinigungen dank der eingesetzten Materialien und Filter.
- frei von Kondensat dank des Adsorptionstrockners mit 2 Behältern.
- geruchsfrei dank der internen Schutzbeschichtung im Druckbehälter aus korrosionshemmendem Epoxylack.

Zusätzlich zu den Standardprodukten ist es möglich den Kompressor dem spezifischen Bedarfen anzupassen. Über die nachfolgende Tabelle ist es ein Leichtes die beste Konfiguration festzulegen.

Am Ende des Katalogs finden sie weitere Optionen die es ermöglichen die Kompressorstation zu komplettieren.

La gamme

Les compresseurs MedicAir, spécialement étudiés pour le secteur médical, sont le fruit de plus d'un demi-siècle d'expérience.

Mis au point par Fini depuis plus de 15 ans dans le but de fournir la quantité d'air nécessaire aux appareillages utilisés dans les cabinets dentaires et les laboratoires d'odontologie, ils sont conçus et réalisés avec un soin particulier pour la santé des patients et le respect du matériel.

La gamme Fini MedicAir est disponible en deux configurations différentes: Med et Dr Sonic.

- **série Med:** sans insonorisation et sans sécheur, elle se présente comme le point d'entrée auquel peuvent ensuite être appliqués à tout moment un kit sécheur et/ou un carénage insonorisant. Les compresseurs sont extrêmement compacts (il occupent moins de 0,6 m² de surface au sol).
- **série Dr Sonic:** version super-insonorisée livrée en standard avec tous les accessoires (sécheur et carénage insonorisant avec système de refroidissement interne). L'utilisation de ces modèles est particulièrement indiquée là où il est indispensable de placer le compresseur près de la zone de travail ce qui implique de réduire le niveau sonore au minimum. Les deux configurations sont équipées en standard du système "secure starting" qui permet au compresseur de redémarrer sans problème en cas de coupure de l'alimentation électrique.

L'air comprimé produit par un compresseur MedicAir est:

- exempt de résidu d'huile, grâce à la compression à sec;
- exempt de particule polluante, grâce aux matériaux et aux filtres utilisés;
- exempt de condensation, grâce au sécheur à adsorption bi-colonne à haut pouvoir séchant;
- exempt d'odeur, grâce à la protection interne du réservoir par revêtement époxy anti-oxydant.

La configuration des compresseurs, en plus des modèles standard, peut être aussi effectuée en fonction des besoins.

Veuillez consulter le tableau suivant pour trouver la meilleure configuration. Au dos du catalogue vous trouverez plusieurs options qui permettent de compléter l'installation du système d'air comprimé dans un deuxième temps.

Druckluftversorgung für: <i>Ideal pour alimenter:</i>	Produkt <i>Référence</i>	seite <i>page</i>	Konfiguration <i>Configuration</i>	
			Schalldämmhaube <i>Carénage insonorisant</i>	Trockner <i>Sécheur</i>
1 Einheit / 1 Fauteuil	Med 110-24F-0,75M	5	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
1-2 Einheiten / 1-2 Fauteuils	Med 160-24F-1,5M	6	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
	Dr.Sonic 160-24F-ES-1,5M	6	Serie / standard	Serie / standard
3 Einheiten / 3 Fauteuils	Med 210-50V-2M	7	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
	Med 210-50V-2	7	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
	Dr.Sonic 210-50V-ES-2M	7	Serie / standard	Serie / standard
	Dr.Sonic 210-50V-ES-2	7	Serie / standard	Serie / standard
4 Einheiten / 4 Fauteuils	Med 320-50V-3M	8	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
	Med 320-50V-3	8	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
	Dr.Sonic 320-50V-ES-3M	8	Serie / standard	Serie / standard
	Dr.Sonic 320-50V-ES-3	8	Serie / standard	Serie / standard
6 Einheiten / 6 Fauteuils	Dr.Sonic 420-90F-ES-4	9	Serie / standard	Serie / standard
8 Einheiten / 8 Fauteuils	Dr.Sonic 640-90F-ES-6	9	Serie / standard	Serie / standard