

Dr. Sonic 160 - Med 160



AUSGELEGT FÜR DIE DRUCKLUFTVERSORGUNG VON EIN/ZWEI BEHANDLUNGSEINHEITEN.
 IDEAUX POUR ALIMENTER 1/2 FAUTEUILS.

- Behälter mit Fassungsvermögen von 24 Litern, innen mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung.
- Hochleistungsventilator mit Luftführung zur besseren Kühlung.
- Ein-Aus-Schalter.
- Anschlusskabel mit Plug-and-Play-Stecker.
- Magnetventil für lastfreien Anlauf.
- Ausgangsluftfilter.
- Saugnapf-Gummifüße am Behälter.
- Doppelgriff für einen leichten Transport.
- Thermogeschützter Motor.
- Geräuscharme Ausführung "Dr. Sonic" mit geräuschdämmender Verkleidung und Trockner.
- Med-Kompressoren können mit Trockner und Schalldämmhaube komplettiert werden.

- Réservoir de 24 litres avec protection interne anti-oxydation.
- Ventilateur à haut débit avec convoyeur pour un refroidissement efficace.
- Interrupteur M/A.
- Câble avec prise Plug & Play.
- Electrovanne "secure starting".
- Filtre de sortie d'air.
- Pieds anti-vibrants à ventouse pour une installation parfaite.
- Double poignée pour faciliter le déplacement.
- Protection thermique du moteur.
- Version insonorisée "Dr Sonic" avec carénage insonorisant et sécheur.
- Versions "Med" pouvant être complétée avec carénage insonorisant et sécheur.



Dr. Sonic 160-24F-ES-1,5M



Med 160-24F-1,5M

Art.	Artikelnr. Code	Produkt Produit	Volt/Ph	W	HP	Model	I/min.	m ³ /h	c.f.m.	MAX bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
24	669QT4A604	Dr. Sonic 160-24F-ES-1,5M	230/1	1100	1,5	MK160	115	6,9	4	8	116	1420	1	1	56	67 x 50 x 75	56	123.5
24	669QT1A604	Med 160-24F-1,5M	230/1	1100	1,5	MK160	115	6,9	4	8	116	1420	1	1	69	58 x 50 x 71	37,5	82.7

Auf Anfrage sind auch Ausführungen mit anderen Spannungen und/oder Frequenzen erhältlich.
 Autres tensions et/ou fréquences disponibles sur commande.