

Dr. Sonic 320 - Med 320



AUSGELEGT FÜR DIE DRUCKLUFTVERSORGUNG VON **VIER BEHANDLUNGSEINHEITEN**.
 IDEAUX POUR ALIMENTER **4 FAUTEUILS**.

- Behälter mit Fassungsvermögen von 50 Litern, innen mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung.
- Hochleistungsventilator mit Luftführung zur besseren Kühlung.
- Ein-Aus-Schalter.
- Anschlusskabel mit Plug-and-Play-Stecker.
- Magnetventil für lastfreien Anlauf.
- Ausgangsluftfilter.
- Saugnapf-Gummifüße am Behälter.
- Doppelgriff für einen leichten Transport.
- Thermogeschützter Motor.
- Geräuscharme Ausführung "Dr. Sonic" mit geräuschdämmender Verkleidung und Trockner.
- Med-Kompressoren können mit Trockner und Schalldämmhaube komplettiert werden.

- Réservoir de 50 litres avec protection interne anti-oxydation.
- Ventilateur à haut débit avec convoyeur pour un refroidissement efficace.
- Interrupteur M/A.
- Câble avec prise Plug & Play.
- Electrovanne "secure starting".
- Filtre de sortie d'air.
- Pieds anti-vibrants à ventouse pour une installation parfaite.
- Double poignée pour faciliter le déplacement.
- Protection thermique du moteur.
- Version insonorisée "Dr Sonic" avec carénage insonorisant et sécheur.
- Version "MED" pouvant être complétée avec carenage insonorisant et sécheur.



Dr. Sonic 320-50V-ES-3



Med 320-50V-3

Art.	Artikelnr. Code	Produkt Produit	Volt/Ph	W	HP	Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	871QU4A722	Dr. Sonic 320-50V-ES-3	400/3	2200	3	VKM320	235	14	8.2	8	116	1420	2-V	1	62	70 x 50 x 95	72,5	160
50	871QU4A604	Dr. Sonic 320-50V-ES-3M	230/1	2200	3	VKM320	235	14	8.2	8	116	1420	2-V	1	62	70 x 50 x 95	72,5	176
50	871QU1A722	Med 320-50V-3	400/3	2200	3	VKM320	235	14	8.2	8	116	1420	2-V	1	72	60 x 50 x 87	53	116.8
50	871QU1A604	Med 320-50V-3M	230/1	2200	3	VKM320	235	14	8.2	8	116	1420	2-V	1	72	60 x 50 x 87	53	116.8

Auf Anfrage sind auch Ausführungen mit anderen Spannungen und/oder Frequenzen erhältlich.
 Autres tensions et/ou fréquences disponibles sur commande.