

# Dr. Sonic 420 - 640

AUSGELEGT FÜR DIE DRUCKLUFTVERSORGUNG VON **6-8 BEHANDLUNGSEINHEITEN.**  
 IDEAUX POUR ALIMENTER **6 A 8 FAUTEUILS.**



- Nur verfügbar in der geräuscharmen Ausführung "Dr. Sonic" mit geräuschkämmender Verkleidung und Trockner.
- Magnetventil "secure starting".
- Behälter mit Fassungsvermögen von 90 Litern, innen mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung.
- Hochleistungslüfter mit Luftführung zur besseren Kühlung.
- Magnetventil für lastfreien Anlauf.
- Ausgangsluftfilter.
- Saugnapf-GummifüÙe am Behälter.
- Doppelgriff für einen leichten Transport.
- Thermogeschützter Motor.
- Elektronik-Ausführung mit Energiesparsteuerung inklusive Grundlastwechselfunktion.

- Disponibles seulement en version "Dr. Sonic", avec carénage insonorisant et sécheur.
- Réservoir de 90 litres avec protection interne anti-oxydation.
- Ventilateur à haut débit avec convoyeur pour un refroidissement efficace.
- Electrovanne "secure starting".
- Filtre de sortie d'air.
- Pieds anti-vibrants à ventouse pour une installation parfaite.
- Double poignée pour faciliter le déplacement.
- Protection thermique du moteur.
- Appareillage de commande électronique à économie d'énergie pour une utilisation optimale des deux compresseurs.



Dr. Sonic 640-90F-ES-6

Code	Produkt	Volts/Ph	W	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
90 873QS4A722	Dr. Sonic 420-90F-ES-4	400/3	3000	4	2-VKM210	360	21,6	12.7	8	116	1420	4-V	1	64	120 x 78 x 82	114	251
90 873QU4A722	Dr. Sonic 640-90F-ES-6	400/3	4500	6	2-VKM320	470	28,2	16.6	8	116	1420	4-V	1	64	120 x 78 x 82	118	260

Auf Anfrage sind auch Ausführungen mit anderen Spannungen und/oder Frequenzen erhältlich.  
 Autres tensions et/ou fréquences disponibles sur commande.