


54860004 - F004L



Aspiratore ad anello d'aria (carenato)

- Modello base: motore ad induzione 0,415 KW, 2800 rpm, 230V/50Hz
- Portata d'aria max: 1100 l/min
- Grado di vuoto massimo: 127 mbar
- Soffiante a canale laterale
- Silenziatore per l'aria espulsa
- Antivibranti
- Carenatura metallica verniciata Ral 9002
- Dimensioni: cm 25 x 30 x 40(H)
- Peso: 20 Kg
- Quadro di comando: non incluso



Air/ring aspirator system with metal cabinet

- Basic components: aluminum induction motor 0,415 kW; 2800 rpm; 230V; 50Hz
- Max air capacity: 1100 l/min
- Max vacuum rate: 127mbar
- Lateral blower
- Exhausted air silencer
- Antivibration devices
- Painted metal cabinet RAL 9002
- Overall dim: 25 x 30 x h40cm
- Weight: 20 Kg
- Control Board NOT included

54860003 - F006L



Aspiratore ad anello d'aria (carenato) con separatore aria/acqua e pompa di scarico


- Modello base: motore ad induzione 0,415 KW, 2800 rpm, 230V/50Hz
- Portata d'aria max: 1100 l/min
- Grado di vuoto massimo: 127 mbar
- Soffiante a canale laterale
- Centralina elettronica di comando
- Vaso porta-secrezioni con sonda per controllo elettronico del livello
- Drenaggio automatico con pompa ausiliaria
- Silenziatore per l'aria espulsa
- Antivibranti
- Carenatura metallica verniciata Ral 9002
- Dimensioni: cm 40x 35 x 45(H)
- Peso: 25 Kg



Air/ring aspirator system, with air/water separator, draining pump and metal cabinet

- Basic components: aluminum induction motor 0,415 kW; 2800 rpm; 230V; 50Hz
- Max air capacity: 1100 l/min
- Max vacuum rate: 127mbar
- Lateral blower
- Electronic control panel
- Secretion canister with electronic level control probe
- Auxiliary pump for assisted drainage
- Exhausted air silencer
- Antivibration devices
- Painted metal cabinet RAL 9002
- Overall dim: 40 x 35 x h45cm
- Weight: 25 Kg

54860002 - F2U



Aspiratore ad anello liquido con separatore aria/acqua e carenatura in metallo insonorizzata

Modello base composto da pompa per vuoto con motore monofase a induzione 0,75 KW


- Sonda termica di protezione, 2800 rpm, 230V/50Hz
- Pompa ad anello liquido in bronzo con tenuta meccanica
- Portata d'aria max : 383 l/min
- Grado di vuoto max: 40 cm Hg
- Filtro per secrezioni, elettrovalvola, manometro, riduttore di pressione, valvola di regolazione del vuoto, vuotometro.
- Centralina elettronica di comando
- Separatore aria/acqua
- Separatore/silenziatore
- Carenatura metallica insonorizzata verniciata Ral 9002
- Dimensioni: com 42 x 30 x 46(H)
- Peso: 45 Kg



Water/ring aspirator system, with air/water separator and sound-proof metal cabinet

- With thermal protection probe, 2800 rpm, 230V, 50Hz
- Bronze liquid ring pump with mechanical seal
- Max air capacity :383 l/min
- Max vacuum rate: 40 cm Hg
- Secretions filter, solenoid valve, pressure gauge, pressure reducer, vacuum regulation valve, vacuum meter.
- Electronic control panel
- Air/water separator
- Separator / Silencer
- Soundproofed metal cabinet, RAL 9002 color
- Overall dim: 42 x 30 x h46 cm
- Weight: 45 Kg

54860001 - F1U



Aspiratore ad anello liquido (carenato) con separatore aria/acqua e pompa di scarico

- Modello base composto da pompa per vuoto con motore monofase a induzione 1,50 KW
- Sonda termica di protezione, 2800 rpm, 230V/50Hz
- Pompa ad anello liquido in bronzo con tenuta meccanica
- Portata d'aria max : 750 l/min
- Grado di vuoto max: 42 cm Hg
- Filtro per secrezioni, elettrovalvola, manometro, riduttore di pressione, valvola di regolazione del vuoto, vuotometro.
- Centralina elettronica di comando
- Separatore aria/acqua
- Separatore/silenziatore
- Carenatura metallica insonorizzata verniciata Ral 9002
- Dimensioni: com 55 x 42 x 46(H)
- Peso: 57 Kg



Water/ring aspirator system, with air/water separator and sound-proof metal cabinet

- With thermal protection probe, 2800 rpm, 230V, 50Hz
- Bronze liquid ring pump with mechanical seal,
- Max air capacity:750 l/min ;max vacuum rate: 42 cm Hg
- Secretions filter, solenoid valve, pressure gauge, pressure reducer, vacuum regulation valve, vacuum meter.
- Electronic control panel
- Separator / Silencer
- Air/water separator
- Soundproofed metal cabinet, RAL 9002 color
- Overall dim : 55 x 42 x h46 cm
- Weight: 57 Kg