

Med 640 - Dr. Sonic 640

IDÉAL POUR 6/8 SIÈGES DE DENTISTES, ENCOMBREMENT MINIMUM GRÂCE AU DESIGN TRÈS COMPACT.
IDEAL FÜR 6-8 BEHANDLUNGSPLÄTZE, MINIMALER PLATZBEDARF DURCH SUPERKOMPAKTES DESIGN.



- Réservoir de 90 litres, avec protection interne anti-oxydation.
- Ventilateur à haut débit acheminé pour un refroidissement facile.
- Filtre sortie d'air.
- Système à deux niveaux de réduction des vibrations (respectivement sous le groupe et sous le réservoir).
- Protection thermique du moteur.
- Centrale électronique de commande à économie d'énergie pour utiliser au mieux les 2 compresseurs.
- Version silencieuse Dr Sonic avec carénage insonorisé et sécheur bi-colonne (ES).
- 90-l-Behälter mit innerem Oxidationsschutz.
- Hochleistungsventilator mit Luftführung zur einfachen Kühlung.
- Luftaustrittsfilter.
- System mit Schwingungsdämpfung auf zwei Ebenen (unter dem Aggregat bzw. unter dem Luftbehälter).
- Thermoschutz des Motors.
- Automatische Grundlastwechselschaltung zur optimalen Ausnutzung beider Aggregate.
- Schallgedämpfte Dr. Sonic - Version mit schallschluckendem Gehäuse und Trockner mit zwei Säulen (ES).



Med 640-90F-6T

Code Artikelnr.	Produit Produkt															
		Model	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	l	bar - p.s.i.	dB(A)	kW	HP	Volt/Ph	R.P.M.	n°	L x D x H (cm)	kg	lbs
873QU1A722	Med 640-90F-6T	VKM 320	470	28,2	16,6	90	8 - 116	76	2x2,2	2x3	400/3	1400	2V	120 x 45 x 78		
873QU4A722	Dr.Sonic 640-90F-ES-6T	VKM 320	470	28,2	16,6	90	8 - 116	64	2x2,2	2x3	400/3	1400	2V	120 x 72 x 82	118	260

Versions avec diverses tensions et/ou fréquences disponibles à la demande.
Auf Wunsch sind Ausführungen mit unterschiedlicher Spannung bzw. Frequenz erhältlich.