

Med 320 - Dr. Sonic 320

IDÉAL POUR 3/4 SIÈGES DE DENTISTES, ENCOMBREMENT MINIMUM GRÂCE AU DESIGN TRÈS COMPACT.
 IDEAL FÜR 3-4 BEHANDLUNGSPLÄTZE, MINIMALER PLATZBEDARF DURCH SUPERKOMPAKTES DESIGN.



- Réservoir de 50 litres, avec protection interne anti-oxydation.
- Ventilateur à haut débit acheminé pour un refroidissement facile.
- Interrupteur on-off.
- Câble avec fiche Plug-and-Play.
- Filtre sortie d'air.
- Système de réduction des vibrations.
- Double manche pour un déplacement facile.
- Protection thermique du moteur.
- Version silencieuse Dr Sonic avec carénage insonorisé et sécheur bi-colonne (ES).

- 50-l-Behälter mit innerem Oxidationsschutz.
- Hochleistungsventilator mit Luftführung zur einfachen Kühlung.
- Ein-Aus-Schalter.
- Kabel mit Plug-and-Play-Stecker.
- Luftaustrittsfilter.
- Schwingungsdämpfungssystem.
- Doppelter Griff zum leichten Handling.
- Thermoschutz des Motors.
- Schallgedämpfte Dr. Sonic - Version mit schallschluckendem Gehäuse und Trockner mit zwei Säulen (ES).



Med 320-50V-3M



Dr. Sonic 320-50V-ES-3M

Code Artikelnr.	Produit Produkt	Compressor			Tank	Pressure	Sound	Power	HP	Voltage	R.P.M.	Frequency	Dimensions	Weight		
		Model	l/min.	m ³ /h										c.f.m.	kg	lbs
871QU1A604	Med 320-50V-3M	VKM 320	235	14	8,2	50	8 - 116	72	2,2	3	230/1	1400	2V	60 x 50 x 87	53	116,8
871QU2A604	Med 320-50V-ES-3M	VKM 320	235	14	8,2	50	8 - 116	72	2,2	3	230/1	1400	2V	62 x 46 x 84	66	145,5
871QU3A604	Dr.Sonic 320-50V-3M	VKM 320	235	14	8,2	50	8 - 116	60	2,2	3	230/1	1400	2V	61 x 50 x 88	70	154,3
871QU4A604	Dr.Sonic 320-50V-ES-3M	VKM 320	235	14	8,2	50	8 - 116	60	2,2	3	230/1	1400	2V	70 x 50 x 95	72,5	159,8

Versions avec diverses tensions et/ou fréquences disponibles à la demande.
 Auf Wunsch sind Ausführungen mit unterschiedlicher Spannung bzw. Frequenz erhältlich.